

GB • A washing bottle with a delicate, refreshing and revitalizing water stream makes it easier to care for the perineum while using the toilet, thus reducing the risk of possible infections or additional irritations. The bottle is great as additional support in maintaining daily hygiene, during pregnancy and after childbirth, during menstruation, trips or infections. Wash the bottle and its parts in warm soapy water, periodically pour with boiling water. Batch code is placed on the packaging. Retain the instruction for later use.

How to use the Canpol babies postpartum bottle?

1. While on the toilet, pour warm water into the bottle and screw the cap tightly on. The bottle has 2 tips with different jet angles for convenient use.

2. Turn the bottle upside down, point it between your legs, keeping the nozzle pointing towards your perineum, and gently squeeze the bottle.

3. You can use the bottle while using the toilet, so you won't feel any stinging or burning, or just to clean your intimate areas.

4. After use, unscrow, rinse and dry the bottle. Attention! The bottle is not waterproof – its contents may spill during transport. Before you throw it into the bag, empty it, dry and put it in the bag attached to the product.

Attention! The bottle is not for irrigation. We only wash the external parts of intimate places.

PL • Butelka do podmywania z delikatnym, orzeźwiającym i rewitalizującym strumieniem wody ułatwia pielęgnację kroczu podczas korzystania z toalety, dzięki czemu zmniejsza ryzyko ewentualnych infekcji czy dodatkowych podrażnień. Butelka świetnie sprawdzi się jako dodatkowe wsparcie w utrzymaniu codziennej higieny, w ciąży i po porodzie, podczas miesiączki, wyjazdów czy infekcji. Butelkę i jej części myj w ciepłej wodzie z mydłem, okresowo polewaj wrzątkiem. Numer serii podany na opakowaniu. Zachowaj instrukcję ponieważ zawiera ważne informacje.

Sposób użycia / Jak używać butelki poporodowej Canpol babies?

1. Będąc w toalecie, wlej do butelki ciepłą wodę i mocno zatkaj nakrętkę. Butelka posiada 2 końcówki z różnym kątem strumienia dla wygodnego użytkowania.

2. Odwróć butelkę do góry nogami, skieruj ją między nogi, trzymając dyszę skierowaną w stronę kroczu i delikatnie ścisnij butelkę.

3. Możesz używać butelki podczas korzystania z toalety, dzięki czemu nie będziesz czuć szczypania i pieczenia lub tylko w celu oczyszczenia okolic intymnych.

4. Po użyciu odkręć, wypucz i osusz butelkę. Uwaga! Butelka nie jest wodoodporna – jej zawartość może wyciekać podczas transportu. Zanim wrzucisz ją do torby, opróżnij ją, wysusz i schowaj do woreczka dołączanego do produktu. Uwaga! Butelka nie służy do irygacji. Przemycamy tylko zewnętrzne partie miejsc intymnych.

DE • Die Postnatalflasche zum Waschen des Intimbereichs mit ihren sanften, erfrischenden und belebenden Wasserstrahl erreicht die Pflegen des Dammes beim Toilettengang und verringert so das Risiko möglicher Infektionen oder zusätzlicher Reizungen. Die Flasche eignet sich hervorragend als zusätzliche Unterstützung bei der täglichen Hygiene, während der Schwangerschaft und nach der Geburt, während der Menstruation, bei Reisen oder Infektionen. Die Flasche und ihre Teile sollten in warmem Seifenwasser und regelmäßig mit kochendem Wasser gewaschen werden. Die Chargennummer ist auf der Verpackung angegeben. Bitte die Gebrauchsanweisung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.

Anwendung / Wie verwende ich die Canpol-Babyflasche?

1. Beim Toilettengang warmes Wasser in die Flasche gießen und den Deckel fest aufschrauben. Die Flasche hat 2 Spitzen mit unterschiedlichen Sprühwinkeln für eine bequeme Anwendung.

2. Die Flasche auf den Kopf stellen, zwischen Ihre Beine halten, so dass die Düse in Richtung Schritt zeigt, und die Flasche sanft zusammendrücken.

3. Die Flasche kann beim Toilettengang verwendet werden, so dass kein Zwicken oder Brennen zu spüren ist, oder einfach nur, um Ihren Intimbereich zu reinigen.

4. Nach dem Gebrauch ist die Flasche abzuschrauben, auszuspülen und zu trocknen.

Hinweis: Die Flasche ist nicht wasserdicht - ihr Inhalt kann während des Transports auslaufen. Bevor die Flasche in Ihre Tasche geworfen wird, sollten sie entleert, abgetrocknet und in dem mitgelieferten Beutel aufbewahrt werden.

Hinweis: Die Flasche ist nicht für die Bewässerung geeignet. Sie ist nur zum Waschen der äußeren Teile des Intimbereichs geeignet.

ES • La botella de lavado con un chorro de agua suave, refrescante y revitalizante facilita el cuidado del perineo mientras se utiliza el aseo, reduciendo así el riesgo de posibles infecciones o irritaciones adicionales. La botella es ideal como apoyo adicional para la higiene diaria, durante el embarazo y después del parto, durante la menstruación, durante los viajes o en caso de infecciones. Lavar la botella y sus piezas en agua tibia con jabón, vertiendo periódicamente agua hirviendo sobre ellas. El número de lote se indica en el envase. Conservar el manual, ya que contiene información importante.

Modo de uso / ¿Cómo usar la botella de lavado postparto Canpol babies?

1. Mientras nos encontramos en el aseo, verter agua caliente en la botella y enrosacar bien el tapón. La botella lleva 2 puntas con diferentes ángulos de chorro para un uso más cómodo.

2. Dar la vuelta a la botella, apuntarla entre las piernas con la boquilla hacia el perineo y apretar suavemente la botella.

3. Se puede utilizar la botella mientras se va al baño, para no sentir pellizcos ni ardor, o simplemente para limpiar la zona íntima.

4. Desensacar, aclarar y secar la botella después de usarla.

¡Atención! La botella no es impermeable, por lo que su contenido puede deramarse durante el transporte. Antes de meterla en la bolsa, vaciarla,

secarla y guardarla en la bolsita que viene con el producto. La botella no sirve para irrigar. Lavar solamente las partes externas de la zona íntima.

CZ • Intimní sprcha z jemným osvěžujícím a revitalizujícím proudem vody usnadňuje péči o hráz a snižuje tak riziko možných infekcí nebo dalších podráždění. Intimní sprcha je skvělým pomocníkem při udržování denní hygieny v těhotenství, po porodu, při menstruaci, na výletech nebo při vzácných infekcích. Lahev a její části umyjte v teplé mýdlové vodě a pravidelně přelivte vařící vodou. Každé šarže je umístěn na obalu. Návod uschovejte po další použití.

Jak používat intimní sprchu Canpol babies?

1. Na toaletě nalijte do lahve teplou vodu a pevně zaskrutkujte uzávěr. Po pohodlnou aplikaci má lahev dvě koncovky s různými úhly trysky.

2. Otočte lahvičku dnem vzhůru, namířte lahev mezi nohy a trysku směřující směrem k hrází a jemně lahvičku stiskněte.

3. Lahev můžete používat během použití toalety, takže nebudete cítit štipání nebo pálení, nebo jen při očistení intimních partií.

4. Po použití lahvičku odšroubujte, opláchněte a osušte.

Upozornění! Lahev není vodotěsná – během přepravy se může její obsah vylít. Před vyhozením do koše lahev vyprázdněte, osušte a vložte nejprve do sáčku, který je součástí balení.

Upozornění! Canpol babies Intimní sprcha není určena pro vnitřní použití. Slouží pouze pro umytí vnějších intimních partií.

SK • Umyvácia fláška z jemným, osviežujúcim a revitalizujúcim prúdom vody uľahčuje starostlivosť o hrázku pri používaní toalety, čím znižuje riziko možných infekcií alebo dodatočného podráždenia. Fláška je skvelá ako dodatočného podpora pri dodržiavaní každodennej hygieny, počas tehotenstva a po pôrode, pri menštruácii, výletoch či infekciách. Flašu a jej časti umyjte v teplej mýdlovej vode, pravidelne nalievajte vriacu vodu. Každé šarže je umiestnený na obale. Uchovajte si návod na neskoršie použitie.

Ako používať popôrodnú flášku Canpol Babies?

1. Na toalete nalejte do fláše teplú vodu a pevne zaskrutkujte uzáver. Flaša má 2 trysky s rôznymi uhlami trysky pre pohodlné použitie.

2. Otočte flášku hore dnom, namerajte ju medzi nohy, pričom dýzou držte smerom k perineu a jemne flášku stlačte.

3. Flašu môžete používať počas toalety, takže nebudete cítiť štipanie ani pálenie, alebo len na čistenie intimných partií.

4. Po použití flášku odšrutujte, opláchnite a osušte. Pozor! Fláška nie je vodotěsná – jej obsah sa môže počas prepravy rozlíať. Predtým, ako flášku odložíte do vrecka, vyprázdnite ju, vysušte a vložte do vrecka príbalného k produktu.

Pozor! Fláška nie je určená na vnútorné použitie. Umyváme len vonkajšie časti intimných miest.

HU • A gyengéd és frissítő vizsgárat biztosító intim kézi zuhany megkönnyíti a gát ápolását a WC használatá közben, csökkentve ezzel az esetleges fertőzések vagy további irritáció kockázatát. A flakon kiválóan alkalmas a mindennapi higiénia

támogatására, terhesség alatt és szülés után, menstruáció, utazások vagy fertőzések esetén. A kézi zuhany és annak részei meleg, szappanos vízzel, időnként forró vízzel mosva ki. A gyártási kódot a csomagoláson találja. Őrizze meg a használati utasítást, mert fontos információkat tartalmaz.

Hogyan kell használni a Canpol babies szülés utáni intim kézi zuhanyt?

1. A WC-ra ülve óvatosan meleg vizet a flakonba és a szűrőre szorosan a kupakot. A zuhany 2 különböző sugárirányú fejjel rendelkezik a kényelmes használat érdekében.

2. Fordítsa a zuhanyt fejével lefelé, helyezze a lábai közé, hogy a szórófej a gát felé mutasson, és óvatosan nyomja össze a zuhany testét.

3. Akár WC-használat közben is használhatja a zuhanyt, a csipő égető érzés elkerülésére, vagy az intim területek tisztítására.

4. Használat után csavarja le a szórófejet, öblítse ki és szárítsa meg a flakont.

Figyelem! A flakon nem csapmentes – tartalma szállítás közben kifolyhat. Mielőtt a táskába dobja, ürítse ki, szárítsa meg és tegye a termékhez mellékelt táskába.

Figyelem! A palack nem irrigációs szolgálat. Csak az intim helyek külső részeit mossuk le.

UK • Пляшечка для підмивання з делікатним, ніжним та відновлюючим струменем води полегшує догляд за промежиною під час відвідування туалету, зменшуючи таким чином ризик можливих інфекцій або додаткових подразнень. Пляшечка чудово підходить як додатковий засіб для підтримання щоденної гігієни, під час вагітності та після пологів, під час менструації, подорожей або інфекцій. Мийте пляшечку та її частини в теплій мильній воді, періодично обливаючи окропом. Номер партії вказаний на упаковці. Зберігайте інструкцію, оскільки вона містить важливу інформацію.

Як користуватися післяполовою пляшечкою Canpol babies?

1. Перезубачившись в туалеті, налійте в пляшечку теплу воду і щільно закрутіть кришку. Пляшечка має 2 насадки з різним кутом розпилення та струменем для зручного використання.

2. Переверніть пляшечку догори дном, направте її між ніг, тримаючи насадку в напрямку промежини, і обережно стисніть пляшечку.

3. Ви можете використовувати пляшечку під час відвідування туалету, щоб не відчувати печіння або пощипування, або просто для очищення intimних зон.

4. Після використання відкрутіть кришку, промийте та висушіть пляшечку.

Увага! Пляшечка не є герметичною – її вміст може проливатися під час транспортування. Перед тим, як покласти пляшечку в сумку, спорожніть її, висушіть і покладіть в чохол, що додається до виробу. Зверніть увагу! Пляшечка не призначена для іригації. Миємо тільки зовнішні частини intimних ділянок тіла.

GE0 • დასაბინი ბოთლი წყლის ნაზი, გამკვირვებელი და გამაჯობლებელი ნაკადით გაყოფილი ტუალეტში ყოველი ვიზიტისას შორისის მოვლის,

როიატ შემცირების შესაძლო ინვესტიციის, ან დანატრენითი გადართობების შესახებ. ბოლოც მათთან ერთად საუბრობა ინფორმაციის და პოსტსტამინორირი ჯიურინგში, მენეჯერისთვის, მოვალეობის და ინვესტიციის დროს ყოველდღიური ჰიგინისთვის. ბოლოც და მისი ნაწილები გარეგნით ბოლო საბინა წყალში, ჯიურინგზე დაგადალეთ მდებარე წყალში. ჯიურინგის კოლი მითითებულია შეთავაზება. შეიხებზე, ინსტრუქცია საბინაში წყალმომარტვისთვის.

რომორც გამოყენების **„ჰანმოლო ბივის“** პოსტსტამინორირი ბოლოც

1. ტრეტლებში ყოფნის დროს ჩაახსით ბოლოში ბოლოში წყალი და თავსებური მჭიდროდ მიხრეთ. გამოსაყენებლად მოსახერხებელი რომც იყოს, ბოლოს ერთგა 2 თავი, რომელიც წყლის ნაკადს სწავლავს თავითი მიმართავს.

2. ბოლოც გადმოყვარავთ, მიმართეთ თავითი ღებვის შორის, ისე რომ ბოლოცზე დაგვირგნული თავი შორისიდან იყოს მიმართული და ნაკადი მოჭირბოვო ბოლოს ხელში.

3. ბოლოც შეგიძლიათ გამოყენოთ ტრეტლებში ღებვის დროს, რათა არ იფრინდით ნაკადი და ესუბოლოც შეგინებთ, ან უზრუნველ იზებინოთ ადგილები ჰიგინური ჰროლეტრების დროს.

4. გამოყენების შემდეგ მოხსენით ბოლოს ყოველხეტი, გამოაყოფით წყალი და გააქვით. თრეტლებში ბოლოც არ არის დაგადაგზმარი - ტრანსპორტირების დროს მისი მიწვევაზე შეგიძლიათ დაგვირგნოთ. სანამ სთავაზობთ ჩანახაში მოთავსებთ, დაკლეთ ბოლოც, გააქვით და ჩაქვით ჰაერში, რომელიც შეთავაზობს მოჭვება.

ყურადღებამ ბოლოს არ არის განკუთვნილი გამოყენებისთვის. მისი გამოყენებით იქნება მხოლოდ ინტებური ადგილები გარე ზედაპირის.

LT - Praisimos buteliukas su švelnia, gainvancia ir atgavancia vandens sroves palyngvina tarpvietės priežiūra naudojantis tualetu, taip sumažinant galimų infekcijų ar papildomų sudirgimų riziką. Buteliukas puikiai tinka kaip papildoma pagalba pirmoje pirmoje kasdienėje higienai palikyti, nefeuktu metu ir po gimdymo, menstruacijų, kelionių ar infirmu metu ir po buteliuką ir jo dalis palikite šilame muiultame vandenyje, periodiškai perliukite verdančiu vandeni. Partijos kodas nurodytas ant pakutes. Issaugokite instrukciją vlesianiu naudojimu.

Kaip naudoti Canpol babies buteliuką po gimdymo?

1. Būdami tualetu į buteliuką įpilkite šiltą vandens ir sandariai užsukite dangtelį. Buteliukas turi 2 angalius su širtingais čirkuliais kampa, kad nukreiptų naudoti.

2. Apservkite buteliuką aukštyn kojomis, būkute patalpoje ir tarp kūno / alkūnų įlaikydami nukreiptą į tarpvietę, ir švelniai suspauskite buteliuką.

3. Buteliuką galite naudoti naudojamosis tualetu, kad nejaustumė dilgčiojimo ar deginimo, arba tiesiog noredami išvalyti intymias vietas.

4. Po naudojimo buteliuką atsukite, išplaukite ir nusausinkite.

Dėmesiol Buteliukas nėra atsparus vandeniui - jo turinys gali išsilieti transportuojant. Prieš mesdami

ji į maišelį, ištušinkite, nusausinkite ir įdėkite į prie gamintojo priedamą maišelį. Išmesdami Buteliuką nėra eiksite laistymui. Plauname tik išorines intymių vietų dalis.

LV - Mazgāšanas pudele ar maigu un atsvaidzināšu ūdens strūkuli, atvieglotā stāpēn kopānu tualetes lietošanas laikā, tadējādi samazinot iespējamo infekciju vai papildu kairinājumu riskus. Pudele lieliski noder kā papildu atbalsts ikdienas higiēnas uzrēšanā, grūtniecības un pēcdzemdību laikā, menstruāciju, ceļojumu vai infekciju laikā. Nomažācijiet pudeli un tās dājas siltā ziepūdenī, periodiski pārlejiet ar verdošu ūdeni. Partijas numurs ir norādīts uz iepakojuma. Saglabājiet instrukciju vēlāka lietošanai.

Kā lietot Canpol babies pudeliti pēcdzemdību periodā

1. Atrodoties tualetā, ielejiet pudelē siltu ūdeni un cieši aizsērūvējiet vācīnu. Pudelei ir 2 uzgali ar dažādām šķīdām, kurāmērā ir tālāks lietošana.

2. Apgrieziet pudeliti otrādi, novietojiet to starp kājām, turot uzgali vēstū pret starpi, un viegli paspieciet pudeli.

3. Jūs varat izmantot pudeli, izmantojot tualetu, lai jūs nejustu durstus vai dedzināsu sajūtu, kā arī vienkāši nosūcītu intīmās zonas.

4. Pēc lietošanas pudeli izsērūvējiet, izskalojiet un nosusiniet.

Uzmanību! Pudele nav ūdensizturīga - transportēšanas laikā tās saturs var izlīst. Pirms ievietošanas to maisnā, iztūkojiet to, nosusiniet un ievietojiet izstādījumam pievienotāj maisnā. Uzmanību! Pudele nav paredzēta apdošanāsai. Mazgājām tikai intīmā vietu ārējās daļas.

EST - Ūna, vārskendava ja taastava veejagaga pesupudelid muudab hügieenitooluse intimpirkidonnas tualetitruumi kasutades litsmaks, vahendades seelbi võimalike infektsioonide või ärrituste riski. Pudel on suurepärase lisatugi igapäevise hügieeni säilitamiseks, raseduse ja sünnitusjärgsel perioodil, menstruatsiooni ajal, isirisesid või infektsiooni korral. Peske pudelit ja selle osi soojas seebives, valage periodiliselt keeva veeva üle. Partii kood on märgitud pakendile. Säliläite juhiseid hilsemaks kasutamiseks.

Kuidas kasutada Canpol Babies sünnitusjärgsel pesupudelil?

1. Tuaeletitruumi olles valage pudelisse soe vesi ja keerake kott tihedalt peale. Püüdite on mugavaks kasutamiseks kahe erineva joonuga otsikuga.

2. Pöörake pudel tagurpidi, suunake see oma jäljale vaele, hoides otseki suunatuva perineumi (lāiklikna) poole, ja pigistage õrnalt pudelit.

3. Pudelit saate kasutada tualetitruumi kasutamise ajal et ei tekiks kipitust ega põletustunnet või liitsalt intimpirkidonda puhatamiseks.

4. Pärast kasutamist keerake pudel lahki, loputage ja kuivatage.

Tāhelepanu! Pudel ei ole veekindel – selle siisu võib transportimisel maha valguda. Enne kotti viskamist tühjendage ja kuivatage pudel ning asetage see toote küljes olevasse kotti.

Tāhelepanu! Pudel pole mõeldud niisutamiseks. Pesta ainult intimpirkidonna välisosi.

RO - Dus igienā intīmā cu jet de apā delicat, revigorant și revitalizant facilitateā îngrijirea perineului în timpul folosirii toaletei, reducând astfel riscul unor posibile infecții sau iritații suplimentare. Pentru utilizare igienā intīmā este excelent ca un duș prin suplimenlar în menținerea igienēi zilnice, în timpul sarcinii și dupā naștere, în timpul menstruației, excursii sau al unor infirmēi. Spālā dușul de igienā intīmā și piesele acestuia în apā caldā cu sāpun, periodic toarnā deasupra ar placotăci. Numārul lotului este inscripționat pe ambalaj. Păstrāzeți instrucțiunile, deoarece conțin informații importante.

Mod de utilizare / Cum trebuie folosit dușul de igienā intīmā post-partum Canpol babies?

1. Cānd este la toaletă, toarnā în sticā apā caldā și înșurubează bine capacul. Dusul de igienā intīmā are 2 capace cu unghi defierat al jetului, pentru o utilizare confortabilă.

2. Întoarcē dușul de igienā intīmā cu capul în jos, direcționēnd-l între picioare, înțind duza direcționat spre perineu și apăsā delicat pe duș.

3. Poți folosi dușul de igienā intīmā în timp ce folosești toaletă, astfel nu vei simți nicio senzație de usturime sau arsură sau doar pentru a-ți curățā zonele intime.

4. Dupā utilizare, desurubează, cātește și usucā dușul de igienā intīmā.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu este etanș – conținutul acestuia se poate vārsa în timpul transportului. Înainte să îl pui în geantă, golește-l, usucā și pune-l în punguța anexatā produsului.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu trebuie folosit pentru irigare. Spālām doar părțile exterioare ale zonelor intime.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu este etanș – conținutul acestuia se poate vārsa în timpul transportului. Înainte să îl pui în geantă, golește-l, usucā și pune-l în punguța anexatā produsului.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu trebuie folosit pentru irigare. Spālām doar părțile exterioare ale zonelor intime.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu este etanș – conținutul acestuia se poate vārsa în timpul transportului. Înainte să îl pui în geantă, golește-l, usucā și pune-l în punguța anexatā produsului.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu trebuie folosit pentru irigare. Spālām doar părțile exterioare ale zonelor intime.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu este etanș – conținutul acestuia se poate vārsa în timpul transportului. Înainte să îl pui în geantă, golește-l, usucā și pune-l în punguța anexatā produsului.

Atenție! Dușul de igienā intīmā nu trebuie folosit pentru irigare. Spālām doar părțile exterioare ale zonelor intime.

AR - زجاجة غسل المرودة بتيار ماء رقيق ومعتدل ومنشط، تساعد العناية بنظافة الأجزاء الحساسة أثناء استخدام المراحيض، وبالتالي تقليل من خطر الإصابة بالعدوى المحتملة أو التهيجات. تتميز الزجاجة بتصميم كإدعاع كيميائي للحفاظ على النظافة اليومية. أثناء التحميل والاحتواء والرحلات أو الالتقاءات، اغسلي الزجاجة وأجزاءها بالماء الدافئ والماء، ويتم تنظيفها بشكل دوري بالماء المغلي. احتفظ بالتعليمات باستخدامها لاحقاً.

كيفية استخدام زجاجة كابول للتنظيف بعد الولادة؟

1. أثناء الطيوس على المراحيض، اسكبي الماء الدافئ في الزجاجة وأغلق الغطاء بإحكام، تحتوي الزجاجة على طرفين يروا نفاثة مختلفة للاستخدام المرح.

2. اقبلي الزجاجة رأساً على عقب، ووجهيها بين ساقيك مع إبقاء الفوهة متجهة نحو الأعضاء التناسلية على الشرج، ثم اضغط على الزجاجة برفق.

3. يمكنك استخدام الزجاجة أثناء استخدام المراحيض حتى لا تضرعي بأي أسعة أو حرقان، أو فقط لتنظيف المناطق الحساسة.

4. بعد الاستخدام، قومي بفتح الزجاجة وغسلها وتعقيمها، وتجديروا الزجاجة ليست مقاومة لسكب الماء - قد تتسكب وتوهج وتضعف في الحفاظ للمققة مع اللتج.

5. تجديروا الزجاجة ليست الأعضاء التناسلية من الداخل يتم فقط غسل الأجزاء الخارجية من الأمان الحساسة.

چانتا، گو ایزگرانته و پودشسته. **Вниманіе!** Шийето не е промикава. Измивайте само външните части на интимните места.

SRB/MNE

• Јоца за прanje са деликатним, освежавајућим и ревитализирајућим млазом воде олакшава негу перинеума током коришћења тоалета, чиме се смањује ризик од могућих инфекција ili додатних иритација. Бојича је одлична као додатна подршка у одржавању дневне хигијене, током трудноћа и после порођаја, током менструација, путовања или инфекција. Оперите бојичку и njene делове у топлој води са сапуном, повремено ispirajuci кипучом водом. Serijski kod се налази на паковању. Sačuvajte uputstvo за kasniju upotrebu.

Kako koristiti Canpol babies postpartalnu бојичку?

1. Док сте у тоалету, sipajte toplu vodu u flašu i čvrsto zasařajte poklopac. Boica има 2 врха са различитим uglovrima mlaza за upotrebu.

2. Okrenite бојичку наоркако, усмерите је између ногу, држећи млазницу усмерену ка перинеуму, и немојте осетиће бојичку.

3. Најбоље можете користити док користите тоалет, тако да флаша не осетиће перикати ili само за чишћење интимних места.

4. Nakon upotrebe, odvrnite, isperite i osušite бојичку. Proizil Boica nije vodootporna - njen sadržaj се може prolići tokom transporta. Pre nego što је bacite u kesu, ispraznite је, osušite i stavite u kesu pričvršćenu за proizvod.

Pažnja! Boica nije за kupanje. Peremo samo spoljašnje delove intirnih mesta.